



معرفی اجمالی دستگاه : آون



از دستگاه آون به منظور استریل یا خشک کردن وسایل شیشه‌ای و یا فلزی که در آزمایشگاه به کار میرود، استفاده میشود. استریل و خشک کردن وسایل فلزی تمیز شده با کمک حرارت و در دمای در رده دمایی 0 الی 700 درجه سانتیگراد و تایم های دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. با افزایش تدریجی دمای آون ، رطوبت موجود در وسایل شیشه‌ای تبخیر شده و بنابراین موجب از بین رفتن هر گونه فعالیت بیولوژیکی خواهد شد.

کاربردهای تحقیقاتی دستگاه: آون

فور (Dry Heat) و به زبان فرانسوی (Four) یا اجاق گرمای خشکدر پزشکی نام دستگاهی برای ضدعفونی و استریلیزاسیون تجهیزات و وسایل فلزی میباشد و در مطبها و یا آزمایشگاه ها ی بالینی و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

شناسنامه سند: Faculty of Pharmaceutical Chemistry.08

نام سند	معرفی اجمالی دستگاه آون
تاریخ صدور	سال ۱۴۰۴
نام کامل فایل	دستگاه آون
شرح سند	دستگاه آون واقع دردانشکده شیمی دارویی
تهیه کننده	نام تهیه کننده: رضا جوانشیر
